










Насадки для CO2 лазерной гинекологии



Item No	Name	Picture	Instructions
1	Фокусирующая насадка		Фокусирующая насадка основная
2	Переходная удлиняющая насадка		Переходная удлиняющая насадка диаметром не менее 10,0 мм и длиной не менее 30,00мм для фокусирующей насадки для увеличения дистанции до области воздействия
3	Режущая насадка		Режущая насадка длиной не менее 35 мм с ограничением дистанции до области воздействия защитной пластиной в дистальной части насадки

4	Режущая насадка		Режущая насадка для увеличения дистанции не менее 25,0 мм до области воздействия
5	Режущая насадка с возможностью отражения траектории луча на 90°		Режущая насадка с возможностью отражения траектории луча на 90° диаметром 10,0 мм
6	Режущая насадка с возможностью отражения траектории луча на 120°		Режущая насадка с возможностью отражения траектории луча на 120° диаметром 10,0 мм
7	Удлиняющая режущая насадка для увеличения дистанции до области воздействия не менее 100,0мм		Режущая насадка для увеличения дистанции до области воздействия не менее 100,0мм диаметром не более 3,00 мм
8	Дополнительная режущая насадка для удлиняющей режущей насадки 100,0мм с возможностью отражения траектории луча на 90°	 Scale: 2:1	Дополнительная режущая насадка для удлиняющей режущей насадки с возможностью отражения траектории луча на 90°

9	CO2 fiber focusing cutting head	 Scale: 2:1	Used together with CO2 fiber cutting head. Can be used for cutting surgery
---	---------------------------------	--	--